



Be Right™



Szabad klór reagenskészlet a CL17/CL17sc típusú klórelemző műszerhez

Termékszám: 2556900-EU
HUF Ár (nettó): Elérhető

Veszélyes



A legszigorúbb minőségi szabványoknak is megfelel

A szabad klór reagenskészlet a CL17/CL17sc analizátorral, valamint tömeges analitikai módszerekkel használható. A Hach reagensek garantálják a pontos, konzisztens eredményeket.

A szabad klór reagenskészlet tartalma:

- egy 24 grammos üveg DPD-vegyület
- egy 473 mL űrtartalmú üveg szabad klór-indikátoroldat
- egy 473 mL űrtartalmú üveg szabad klór-pufferoldat

Szeretné egyszerűbben újra rendelni a reagenseket? Kérdezze meg Hach képviselőjét a Hach CL17 reagensek és reagenskészletek könnyű és egyszerű, automatikus kiszállítási programjáról.

*Ezt a terméket nem értékelték gyógyászatban alkalmazandó klór- és klóramin tesztre az Egyesült Államokban.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	DPD-vegyület, 24 g
	Szabad klór indikátoroldat, 473 mL
	Szabad klór pufferoldat, 473 mL
Méréstartomány:	0,03 - 5,00 mg/l Cl ₂ a CL17 típus esetén, 0,03 - 10,00 mg/l Cl ₂ a CL17sc típus esetén
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	10059
Műszer:	CL17/CL17sc
Paraméter:	Szabad klór
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	A tartályokat szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Védje a nedvességtől.
Tesztek száma:	450

A doboz tartalma

DPD-vegyület, 24 gSzabad klór indikátoroldat, 473 mLSzabad klór pufferoldat, 473 mL

Szükséges tartozékok

- L méretű kék nitril védőkesztyű, pormentes, 50 darab (Item SM743L)