



Be Right™



NitraVer 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 5 mL, pk/100

Termékszám:

1403599-EU

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Powder reagent in sealed packages for the determination of Nitrogen-Nitrate up to 50 mg/l NO₃-N.

For high range nitrate determination by the NitraVer 5 cadmium reduction method. Range: up to 50 mg/L as nitrate-N. Sample Size: 5 mL. Pack of 100 powder pillows.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	5 mL
Módszer név:	Cadmium Reduction
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk

Szükséges tartozékok

- L méretű kék nitril védőkesztyű, pormentes, 50 darab (Item SM743L)