



Be Right™



Test kit, nitrogen, nitrate color disc, model NI-14

Termékszám:

1416100-EU

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



Utilizing the simple color disc method, this kit measures Nitrogen, Nitrate as NO₃ and contains 50 tests.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Műszaki adatok

Legkisebb beosztás:	0,05
Méréstartomány:	Dual Range
Méréstartomány (2):	0 - 10 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Módszer név:	Color disc/ Cadmium reduction
Parameter:	Nitrogen, Nitrate
Paraméter:	Nitrogen, Nitrate - As NO ₃ ⁻ -N
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0,05 0,5
Standard mérési tartomány:	0 - 1 mg/L NO ₃ ⁻ -N; 0 - 10 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Tartó stílus:	B
Tesztek száma:	50
Tesztkészlet model:	NI-14**
Típus:	NI-14