



Be Right™



Test Kit, chlorine (free and total), model CN-80

Termékszám:

2129000-EU

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0 - 0.68 mg/L Cl ₂
Méréstartomány (2):	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Módszer név:	Color Disc/DPD
Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Paraméter:	Chlorine, low range - As free & total Cl ₂
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.02
	0.1
	0.5
Standard mérési tartomány:	0 - 0.68 mg/L Cl ₂ ; 0 - 3.4 mg/L Cl ₂ ; 0 - 10 mg/L Cl ₂
Tartó stílus:	D
Teszttek száma:	100
Tesztkészlet model:	CN-80 ²
Típus:	CN-80