



Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA), Solution, 500 mL

Termékszám:

2824349-EU

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Ionic Strength Adjustor (ISA) for Ammonia determinations by Ion Selective Electrode (ISE) method. Eliminate most interferences. Solution, 500 mL bottle.

Műszaki adatok

Koncentráció:	ISA
Package settings:	Bottle
Paraméter:	Ammonium
Térfogat/ csomagméret:	500 mL