



Be Right™



Nitrate test kit, model NI-11

Termékszám: 146803-EU
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



One of Hach's most popular test kits, it uses the simple, low-cost color disc method.

One of Hach's most popular test kits

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Műszaki adatok

Méréstartomány:	Single Range
Módszer név:	Color disc/ Cadmium reduction
Parameter:	Nitrogen, Nitrate
Paraméter:	Nitrogen, Nitrate - As NO_3^- -N
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	1.0
Standard mérési tartomány:	0 - 40 mg/L NO_3^- -N
Tartó stílus:	B
Teszttek száma:	100
Tesztkészlet model:	NI-11**
Típus:	NI-11