



Pufferoldatkészlet, színkódos, 4,01-es pH, 7,00-ás pH és 10,01-es pH, 500 mL

Termékszám: 2947600-EU
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Megtakaríthat a 3 darabos kiszerezésű pH-puffer vásárlásával!

pH-puffer-standardoldat pH-elektrodák kalibrálásához. 3 színkódos pH-puffer egy csomagban. $\pm 0,02$ pH. 500 mL-es palackok 4,01, 7,00 és 10,01 pH-értékkel

33%-os megtakarítás egy palack megvásárlásához képest

Műszaki adatok

Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
pH érték(ek):	4,01, 7,00 és 10,01 $\pm 0,02$ pH 25 °C-on
Színkódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	3 csomag 500 mL