



## LeadTrak reagenskészlet

**Termékszám:**

**2375000-EU**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



Az ivóvíz minta savoldható ólomtartalmát először gyors kolonnás extraktorban besűrítjük. Ezután az ólmot az extraktorból leoldjuk és kolorimetriásan, indikátorral meghatározzuk.

Reagenskészlet ólom meghatározására a LeadTrak<sup>™</sup> gyors kolonnás extrakcióval Hach 8317. módszer Tartomány: 5 és 150 µg/liter Pb között  
Mintaméret: 100 ml 20 teszt/reagenskészlet

---

### Műszaki adatok

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Méréstartomány:  | 5 - 150 µg/L Pb                                                     |
| Módszer név:     | LeadTrak                                                            |
| Módszer száma:   | 8317                                                                |
| Műszer:          | Lásd az ezzel a termékkel kompatibilis műszerek módszerek/eljárások |
| Paraméter:       | Ólom                                                                |
| Shipping Method: | Lead Reagent set                                                    |
| Tesztek száma:   | 20                                                                  |

---

### Szükséges tartozékok

- L méretű kék nitril védőkesztyű, pormentes, 50 darab (Item SM743L)